

Convegno SICO – Firenze 5 maggio

Corso pratico per infermieri

TECNICHE DI NURSING DELL'ACCESSO VENOSO

Corso teorico-pratico con esemplificazione su manichino delle principali manovre legate al posizionamento e gestione dell'accesso venoso (max 24 partecipanti)

Posizionamento di cannule periferiche

Posizionamento 'blind' ed ecoguidato di PICC e Midline

Gestione del catetere centrale tunnellizzato e non tunnellizzato

Gestione del PICC e del Midline

Gestione del port

Coordinatori del Corso: dr. A.Peris (Firenze) - M.Pittiruti (Roma)

Docenti : I.P. A.Emoli (Roma) – dr. A.LaGreca (Roma) – dr. G.Scoppettuolo (Roma)

Programma del corso

Ore 9.00 – 9.30

Presentazione del corso (**A. Peris - M.Pittiruti**)

Previa suddivisione degli iscritti in 4 gruppi da 6 persone ciascuno (A –B – C – D), ogni gruppo farà 45 minuti di esercitazione presso una diversa 'stazione', a rotazione:

	Stazione I	Stazione II	Stazione III	Stazione IV
Ore 9.30 – 10.15	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
Ore 10.15 – 11.00	Gruppo D	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
Ore 11.00 – 11.45	Gruppo C	Gruppo D	Gruppo A	Gruppo B
Ore 11.45 – 12.30	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D	Gruppo A

Le stazioni di esercitazione sono le seguenti:

Stazione I – PETER PICC (docente: **A.La Greca**)

Esemplificazione su manichino Peter PICC: apposizione di Midline e di PICC (con tecnica 'blind')

Stazione II – CHESTER (docente: **A.Emoli**)

Esemplificazione su manichino Chester Chest: gestione dei Midline, dei PICC, dei Groshong e dei port (medicazione; accesso al sistema; lavaggio con SF/eparinata)

Stazione III – SITE RITE (docente: **M.Pittiruti**)

Esemplificazione su volontari sani (gli stessi discenti): visualizzazione ecografica della vena basilica, delle vene brachiali, della arteria brachiale e della vena cefalica

Stazione IV – SIMULATORE (docente: **G.Scoppettuolo**)

Esemplificazione su simulatore del posizionamento di Midline e PICC mediante tecnica ecoguidata + tecnica del microintroduttore

Ore 12.30 – 13.00

Conclusione del corso (**A.Peris - M.Pittiruti**)
