

CATETERISMO VASCOLARE
Cateteri periferici lunghi


Accesso rapido,
costo-efficace.



Value Life

Un accesso venoso periferico stabile, pratico e costo-efficace

● leadercath e leaderflex: cateteri periferici lunghi



Composizione set

- catetere
- ago introduttore
- guida retta

Confezione 20 pezzi

Nome	Codice	Catetere O.R.X				Guida	Ago
		Materiale	Ø	Lunghezza	Flusso	Lunghezza	Ø
leadercath	115.090	polietilene	3 Fr	8 cm	24 ml/min*	20 cm	20 G
leaderflex	1211.08	poliuretano	3 Fr	8 cm	24 ml/min	20 cm	20 G

* leadercath è testato anche per infusioni CT-rated fino a 350 PSI

● Kit per il posizionamento di cateteri periferici lunghi

Il kit cod. A5804.1001 associato a Leadercath o Leaderflex ne consente un posizionamento ultra-rapido ed efficace tramite questi accessori:



Fissaggio sutureless **GripLok**

Laccio emostatico monouso **Vene-K**

Prolunga in poliuretano 10 cm con **Bionector**

Medicazione trasparente
Dermafilm 14 x 10 cm

Telo finestrato assorbente/
impermeabile 75 x 90 cm

Coprisonda corto elasticizzato
e gel acustico